

# DiOS® 4.0

## INTRAORALSCANNER

### PRÄZISE UND UNSCHLAGBAR GÜNSTIG!



Ihre Vorteile auf einen Blick

#### Extrem hohe Auflösung

Realistische, detailgetreue Abbildungen des Mundraums  
Präzision Einzelstumpf  $8.82 \pm 0.69 \mu\text{m}$   
Präzision Komplettkiefer  $22.1 \pm 1.47 \mu\text{m}$

#### Genauigkeit

Einzelzahn Richtigkeit (Genauigkeit) =  $4.2 \mu\text{m}$  ( $\pm 0.49 \mu\text{m}$ )  
Präzision (Konstanz) =  $2.1 \mu\text{m}$  ( $\pm 0.58 \mu\text{m}$ )  
Kompletter Bogen  $< 50 \mu\text{m}$

#### Leichtgewicht von 276 g

Der ultraleicht Scanner liegt gut in der Hand und gewährleistet ein so komfortables Arbeiten.

#### Lebendige Farben

Naturnahe Farbscans ermöglichen die leichte Unterscheidung von Weichgewebe, Plaque und Zahnstümpfen.

#### Schmale Scanspitze

Die Behandlung ist für Ihre Patienten angenehmer.  
Maximale Hygiene durch Autoklavierbarkeit.

#### Beeindruckende Schnelligkeit

Die hochauflösende Dual-Kamera-Technik mit blue light LED-Projektion ermöglicht stabile Scans in Rekordzeit.

Messe Spezial bei Organical® CAD/CAM

- + DiOS® 4.0 - Intraoral Scanning System
- + DiOS® Scan Scooter - für Mobilität in der Praxis
- + 24" Touch Screen - setzt Ihre Patienten in Bild
- + Hochleistungslaptop, medizinische Tastatur, Maus

~~UVP 20.900,- EUR~~

**15.900,- EUR\***



\* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Das Angebot ist nur in Deutschland und nur auf der IDS vom 12.-16.03.2019 gültig. Abbildung kann abweichen.

Organical CAD/CAM GmbH  
Ruwersteig 43  
12681 Berlin (Germany)

Tel: +49 (0)30 54 99 34-200  
Fax: +49 (0)30 54 37 84 32

info@organical-cadcam.com  
www.organical-cadcam.com



# Messe-Angebot

Sehr gern beraten wir Sie zu unseren Produkten und Serviceleistungen. Damit wir Ihnen ein bedarfsgerechtes Angebot erstellen können, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung per Mail unter [info@organical-cadcam.com](mailto:info@organical-cadcam.com) oder telefonisch unter **Tel. (030) 549 93 42 00**. Auf Wunsch nehmen wir auch zu Ihnen Kontakt auf. Hierfür benötigen wir die nachfolgenden Angaben von Ihnen. Bitte senden Sie uns Ihr ausgefülltes Exemplar per **FAX (030) 54 37 84 32** bzw. dessen PDF-Scan an **info@organical-cadcam.com**.

Name, Vorname

Adresse

Telefon

email

Laborstempel

Ich habe Interesse an

weiterführenden Informationen

einem unverbindlichen Angebot für:

Bitte rufen Sie mich,

Name, Vorname

zurück am:

Datum, Uhrzeit