

# AB GEHT´S: GEDRUCKTE AUFBISS-/SCHIENEN AUF IHREM FORM 2 3D-DRUCKER (FORMLABS)



Wir freuen uns, Ihnen das bereits zur IDS 2017 angekündigte **Schienenmaterial Dental LT** für Ihren Form 2 3D-Drucker (formlabs) präsentieren zu dürfen. Dental LT ist ein biokompatibles Langzeit-Kunstharz, welches als **Medizinprodukt nach Klasse IIa** zertifiziert und freigegeben ist. Dank seiner enormen Flexibilität, hohen Bruch-/Verschleißfestigkeit und fantastischen Transparenz ist der Werkstoff ideal zum 3D-Druck von u.a.:

- § Aufbisschienen,
- § Röntgen- und Bohrschablonen,
- § Kieferorthopädischen Anwendungen wie Schienen und Retainern.

## Demnächst: Harztank LT long term (formlabs)

Jeder Druckvorgang hinterlässt in Ihrem Tank Spuren, die dessen Innenfläche zusehends lichtundurchlässiger werden lassen und somit die Qualität Ihrer 3D-Drucke reduzieren. Der Harztank LT bietet Ihnen neben einer längeren Standzeit, eine Anti-Verschüttungs-Geometrie, eine genauere Druckererkennung sowie erleichterte Lösung des Wischers für ein Mehr an Sicherheit und Produktivität.

Nach Aussage der Firma Formlabs wird der Lieferbeginn des Harztank LT mit Januar 2018 angegeben. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

## Workshop – Dentale 3D-Drucktechnologie 2018.

### Was geht sicher, was ist noch Utopie

Nähere Kursdetails entnehmen Sie gern dem beiliegenden Kursflyer (PDF-Anlage).